

อินเทอร์เน็ตคอมเพื่อความปลอดภัย

01 | รถตรวจ COVID เคลื่อนที่ SET KD-Q81T และ KDP-Q81F



✓ จุดเด่น

1. อินเทอร์เน็ตคอม KDP-Q81F ติดตั้งฟุ้งคุณหมอ คุณหมอสามารถพูดคุยกับผู้ป่วยได้เลย โดยที่ผู้ป่วยไม่ต้องสัมผัสอินเทอร์เน็ตคอม
2. อินเทอร์เน็ตคอม KD-Q81T ติดตั้งฟุ้งผู้ป่วย
3. สามารถพูดคุยได้ 20 นาที

✓ เหมาะสำหรับ

รถตรวจ COVID เคลื่อนที่, รถ Ambulance, รถพระราชทาน




ออกแบบและติดตั้ง
Cr.สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รูปภาพ Cr. ทนอสิริเพนต์

ออกแบบและติดตั้ง รูปภาพ
Cr.บริษัท เอนจินไลฟ์ จำกัด

ออกแบบและติดตั้ง รูปภาพ
Cr.บริษัท โปรซิซึเออ 88 จำกัด

02 | ตู้ตรวจ COVID SET KD-Q81T และ KDP-Q81F



✓ จุดเด่น

1. อินเทอร์เน็ตคอมสำหรับตู้ตรวจ Covid
2. อินเทอร์เน็ตคอม KDP-Q81F ติดตั้งฟุ้งคุณหมอ คุณหมอสามารถพูดคุยกับผู้ป่วยได้เลย โดยที่ผู้ป่วยไม่ต้องสัมผัสอินเทอร์เน็ตคอม
3. KD-Q81T ติดตั้งฟุ้งผู้ป่วย
4. สามารถพูดคุยได้ 20 นาที

✓ เหมาะสำหรับ

ตู้ตรวจ COVID เคลื่อนที่, ตู้ตรวจความดันบวก, ตู้ตรวจความดันลบ



ออกแบบและติดตั้ง รูปภาพ
Cr. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ออกแบบและติดตั้ง รูปภาพ
Cr. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บริษัท ประกันภัยวิวัฒน์ จำกัด
(มหาชน)

ออกแบบและติดตั้ง รูปภาพ
Cr.กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

03A | อินเทอร์เน็ตสำหรับโรงพยาบาลแบบไม่เห็นหน้า

1 ห้องไอซียูโมดูลาร์ (MODULAR ICU UNIT by SCG) SET KIP-620ML และ DS-2C พร้อมสายเรียกฉุกเฉิน



จุดเด่น


1. คุณหมอสามารถพูดคุยกับผู้ป่วยผ่านอินเทอร์เน็ตคอมได้เลย
2. ผู้ป่วยสามารถเรียกคุณหมอผ่านอินเทอร์เน็ตคอมหรือสายเรียกฉุกเฉินได้
3. เชื่อมต่อตัวลูกได้ 20 จุด สามารถเรียกแบบระบุจุดได้

เหมาะสำหรับ

โรงพยาบาลสนาม, ห้อง MODULAR ICU UNIT



ออกแบบและติดตั้ง รูปภาพ Cr. SCG



2 KIC SERIES




จุดเด่น

1. อินเทอร์เน็ตสื่อสารภายใน พุดคุยได้ แม้ไม่ต้องเห็นหน้า
2. สามารถเชื่อมต่อตัวลูกได้มากที่สุด 8 จุด
3. กดเรียกสื่อสารระบุจุดได้

เหมาะสำหรับ

โรงพยาบาลสนาม, ห้อง WARD ผู้ป่วย,
ห้องพักผู้ป่วยรวม, ห้องฉุกเฉิน



04 | อินเทอร์เน็ตสำหรับห้องฉุกเฉิน

ห้องผู้ป่วยฉุกเฉินโมดูลาร์ (MODULAR ER UNIT by SCG) SET KC-MC30 และ KCV-544 พร้อมสายเรียกฉุกเฉิน



ฟังผู้ป่วย

ฟังคุณหมอ



นวัตกรรมห้องผู้ป่วยฉุกเฉิน Modular ER



แยกพื้นที่ออกเป็น 2 Zone เพื่อแยกกลุ่มผู้ป่วยที่มีระดับความหนักเบาของอาการที่แตกต่างกัน

จุดเด่น

1. คุณหมอสามารถสอบถามอาการและเห็นสีหน้าผู้ป่วย ผ่านหน้าจอ VIDEO DOOR PHONE โดยไม่ต้องเข้าไปใกล้ชิดผู้ป่วย และสามารถพูดคุยโต้ตอบกันได้
2. ผู้ป่วยสามารถเรียกคุณหมอผ่านกริ่งและสายเรียกฉุกเฉิน

เหมาะสำหรับ ห้องผู้ป่วยฉุกเฉิน MODULAR ER UNIT



ออกแบบและติดตั้ง รูปภาพ Cr. SCG



05 | อินเทอร์เน็ตสำหรับห้องเอกซเรย์

ห้องเอกซเรย์โมดูลาร์ (MODULAR X-RAY UNIT by SCG) SET KC-S81M (D1) และ KCV-T701SM



ฟังผู้ป่วย

ฟังคุณหมอ

ลำโพง Indoor ติดในห้อง

เสียงจากจอออกได้ 2 ลำโพง

1. ลำโพงภายในบอกให้ผู้ป่วยยินยืมเครื่อง x-ray, ยืนยันตัวเลข
2. ลำโพงภายนอกไว้เรียกคิวผู้ป่วย



ลำโพง Outdoor ติดนอกห้อง



จุดเด่น

1. คุณหมอสามารถสอบถามอาการและเห็นสีหน้าผู้ป่วย ผ่านหน้าจอ VIDEO DOOR PHONE โดยไม่ต้องเข้าไปใกล้ชิดผู้ป่วย และสามารถพูดคุยโต้ตอบกันได้
2. ผู้ป่วยพูดคุยกับคุณหมอผ่านกริ่ง โดยที่ไม่ต้องสัมผัส สามารถพูดคุยได้สาย

เหมาะสำหรับ

ห้อง MODULAR X-RAY UNIT



ออกแบบและติดตั้ง รูปภาพ Cr. SCG



06 | อินเทอร์เน็ตสำหรับ WARD ผู้ป่วย


KIC SERIES



ฟังคุณหมอ



ฟังผู้ป่วย



จุดเด่น

1. อินเทอร์เน็ตสื่อสารภายใน พุดคุยได้ แม้ไม่ต้องเห็นหน้า
2. สามารถเชื่อมต่อตัวลูกได้มากที่สุด 8 จุด
3. กดเรียกสื่อสารระบุจุดได้
4. ติดตั้งง่าย ใช้งานง่าย

เหมาะสำหรับ

ห้อง WARD ผู้ป่วย, ห้องพักผู้ป่วยรวม, โรงงาน



07 | อินเทอร์เน็ตสำหรับ ร้านขายยา ห้องจ่ายยา

SET KD-Q81T II และ KDP-Q81F



ฟังลูกค้า

ฟังเจ้าของร้านขายยา



จุดเด่น

1. อินเทอร์เน็ต KDP-Q81F ติดตั้งในร้านขายยา เจ้าของร้านสามารถ กดปุ่ม เพื่อพูดคุยกับลูกค้าได้เลย
2. อินเทอร์เน็ต KD-Q81T ติดด้านนอกร้านขายยา ลูกค้าพูดคุย กับเจ้าของร้านขายยาได้เลย โดยไม่ต้องสัมผัสปุ่มใด
3. เสียงดังฟังชัด
4. ระยะเวลาพูดคุย 20 นาที

เหมาะสำหรับ

ร้านขายยา, ห้องจ่ายยา




08 | อินเทอร์เน็ตสำหรับห้องสังเกตอาการผู้ป่วยใหม่ แพนทเวระเบีย

SET KD-Q81T และ KDP-Q81F พร้อมโมคตั้งโต๊ะ



ฟังผู้ป่วย

ฟังเจ้าหน้าที่



จุดเด่น

1. ในกรณีห้องที่มีเจ้าหน้าที่จำนวนมากนั่งทำงานใกล้กัน สามารถใช้โมคตั้งโต๊ะเป็นอุปกรณ์เสริมให้เสียงพูดชัดเจนขึ้น เพื่อพูดคุยกับผู้ป่วยด้านนอก
2. เจ้าหน้าที่สามารถพูดคุยกับผู้ป่วยได้เลย โดยที่ผู้ป่วยไม่ต้องสัมผัส

เหมาะสำหรับ

ห้องสังเกตอาการผู้ป่วยใหม่, แพนทเวระเบีย



09 | อินเทอร์เน็ตสำหรับห้องตรวจหาเชื้อ

ห้องตรวจหาเชื้อ (MODULAR SWAP UNIT by SCG)
SET KD-Q81T และ KDP-Q81F พร้อมหูฟัง



ฟังผู้ป่วย

ฟังคุณหมอ



จุดเด่น

1. ในกรณีที่คุณหมอมือไม่ว่างจากการตรวจผู้ป่วย สามารถใช้ชุดหูฟังพร้อมโมคโฟนในการพูดคุยกับผู้ป่วย และยังสามารถทำการตรวจไปพร้อมกันได้
2. ผู้ป่วยไม่ต้องสัมผัส สามารถพูดคุยได้เลย ไม่ต้องกดค้างเวลาพูด
3. สามารถเลือกระยะเวลาในการพูดคุยได้แบบ 20 นาที หรือ 1 ชั่วโมง

เหมาะสำหรับ

ห้อง Modular Swap Unit, ห้องตรวจคัดกรอง Covid, ห้องตรวจโรคติดเชื้อสำเริงรูป, คลินิกโรคทางเดินหายใจ



ออกแบบและติดตั้ง รูปภาพ Cr. SCG

PROJECT REFERENCES | ติดตั้งที่โรงพยาบาลชั้นนำของไทยรวมกว่า 500 โรงพยาบาล



ช่องทางติดต่อรับข้อมูลข่าวสาร UPDATE